

Schnellinfo

Danish Pad

Optimale Trendelenburg-
Positionierung



Mit dem Danish Pad werden Patienten druckentlastend und sicher gelagert. Der latexfreie, atmungsaktive Schaumstoff ist offenporig und einfach in der Anwendung. Dieses Pad haftet mit Hilfe des Körpergewichtes des Patienten auf dem OP-Tisch.

Anwendungsempfehlung bei

- Hohem BMI
- Hautschädigungen
- Infektionen
- Notfällen

Material

- Polyurethanschaum
- Besonders hautverträglich
- Latexfrei
- Röntgenstrahlendurchlässig
- Sicherer Einsatz bei HF-Chirurgie
- Absorbiert Flüssigkeiten
- Sehr gute Druckverteilung

Anwendung

- Kurze Rüstzeit
- Einfaches Handling
- Hygienisch einwandfrei
- Einwegprodukt
- Leichte Entsorgung
- Keine Aufbereitung notwendig



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Maße in mm	Stückzahl je VE
5010	DHC Patientenpositionierungs-System	890 x 510 x 25	12 Stück

Die Gebrauchsanweisung des Produktes ist zu beachten.