

# Schnellinfo

## Danish Pad

### Optimale Trendelenburg-Positionierung



Mit dem Danish Pad werden Patienten druckentlastend und sicher gelagert. Der latexfreie, atmungsaktive Schaumstoff ist offenporig und einfach in der Anwendung. Dieses Pad haftet mit Hilfe des Körpergewichtes des Patienten auf dem OP-Tisch.

### Anwendungsempfehlung bei

- Hohem BMI
- Hautschädigungen
- Infektionen
- Notfällen

### Material

- Polyurethanschaum
- Besonders hautverträglich
- Latexfrei
- Röntgenstrahlendurchlässig
- Sicherer Einsatz bei HF-Chirurgie
- Absorbiert Flüssigkeiten
- Sehr gute Druckverteilung

### Anwendung

- Kurze Rüstzeit
- Einfaches Handling
- Hygienisch einwandfrei
- Einwegprodukt
- Leichte Entsorgung
- Keine Aufbereitung notwendig



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Maße in mm	Stückzahl je VE
5010	DHC Patientenpositionierungs-System mit Fixiergurt (Set) Inhalt: 5003, 5004, 5005	890 x 510 x 25	12 Stück
5008	DHC Patientenpositionierungs-System ohne Fixiergurt (Set) Inhalt: 5002, 5004, 5005	890 x 510 x 25	12 Stück
5003	DHC Patientenpositionierungs-System mit Fixiergurt	890 x 510 x 25	14 Stück
5002	DHC Patientenpositionierungs-System ohne Fixiergurt	890 x 510 x 25	16 Stück
5004	Brustgurt aus Schaumstoff	1500 x 100 x 5	50 Stück
5005	Armlagerungstuch	300 x 2000	75 Stück

Die Gebrauchsanweisung des Produktes ist zu beachten.