

# Slideezi® – Rückenschonendes Umlagern mit dem besonders strapazierfähigen Gleittuch

## Sicheres und einfaches Umlagern von großen Tieren

Material: Öko-zertifiziertes, latexfreies und reißfestes Gewebe

Mit dem Slideezi® Gleittuch lassen sich auch große und schwere Tiere durch sanftes Gleiten mit minimalem Kraftaufwand umlagern. Der Patient ist währenddessen vor ungewolltem Rutschen zu sichern. Das Gleittuch hilft, Scherkräfte beim Umlagern von Patienten zu vermeiden.

## Vielseitig und flexibel

- reißfest
- latexfrei
- röntgenstrahlendurchlässig
- hervorragende Gleitfähigkeit
- einfaches Umlagern
- sicheres Repositionieren

## Produktanwendung

Das Slideezi® Gleittuch wird mittig gefaltet, sodass es doppelt liegt und auf sich selbst gleiten kann. Für eine größere Auflagefläche können auch zwei Tücher übereinander gelegt werden.

### **NEU** Slideezi® mit Griffen waschbar und wiederverwendbar

- mit praktischen Griffen für noch leichteres Umlagern
- waschbar bei 40 - 74 °C
- bei niedriger Temperatur trocknergeeignet



Art.-Nr.: DFS70200X50SP | Slideezi® als patientenbezogenes Einmalprodukt



Art.-Nr.: SMS90200SP | Slideezi® als waschbares, wiederverwendbares Gleittuch

| Artikel-Nr.   | Artikelbezeichnung                      | Größe (in cm) | Stückzahl je VE |
|---------------|---|---------------|-----------------|
| DFS70200X50SP | Slideezi® - Gleittuch, Einmalprodukt    | 70 x 200 cm   | 25 Stück        |
| SMS90200SP    | Slideezi® - Gleittuch, wiederverwendbar | 70 x 200 cm   | 1 Stück         |

Wir sind für Sie da!

**TapMed** 

TapMed Medizintechnik Handels GmbH  
Gewerbepark 10  
34317 Habichtswald-Ehlen

**Telefon: 05606 53060-400**  
**Fax: 05606 53060-44**  
**E-Mail: [tiergesundheits@tapmed.de](mailto:tiergesundheits@tapmed.de)**

Absender (Stempel):


Abteilung: \_\_\_\_\_


Ansprechpartner/in: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

- Ich möchte -Produkte bestellen, bitte rufen Sie mich an.
- Ich habe Interesse an einer Erprobung, bitte rufen Sie mich an.
- Ich möchte besucht werden, bitte vereinbaren Sie einen Termin mit mir.



**Wir beraten Sie gerne!**

 Tel. +49 (0) 5606 53060-400

 [tiergesundheits@tapmed.de](mailto:tiergesundheits@tapmed.de)