

Die superflexible Vakuum-Matte

Die Lösung für sichere und stabile Lagerung

Vac-Pac ist eine Vakuum-Matte, die sich an das Tier anlegt und es bei Operationen und anderen Eingriffen sicher in einer festen Position hält. Vac-Pac ist mit festen, winzig kleinen Polystyrolkugeln gefüllt. Die Kugeln haben verschiedene Größen und bilden so eine besonders gut formbare Masse, sobald die Luft aus der Matte abgesaugt wird. Durch das individuelle Anpassen an den Patienten entsteht eine druckentlastende Vergrößerung der Auflagefläche.



Vac-Pac Form 31
51631 | 90 x 98 cm



Vac-Pac Form 31
51631 | 90 x 98 cm

Sicher, einfach und universell

- Sichere Lagerung
- Einfache Handhabung
- Universell einsetzbar
- Latexfrei
- Nicht leitend
- Röntgenstrahlendurchlässig

Anwendungsbeispiele

- Unkomplizierte und individuelle Lagerung im OP
- Sicherung des Patienten beim Transport
- Ruhigstellen von Frakturen

Artikel-Nr.	Größe (in cm)	Form
51608	133 x 86	
51623	51 x 46	
51630	90 x 73	
51631	90 x 98	
51632	90 x 118	
51635	71 x 88	

Seperat erhältlich: Artikel-Nr. HSOHS-318 Luftpumpe (elektrisch)

Wir sind für Sie da!

TapMed 

TapMed Medizintechnik Handels GmbH
Gewerbepark 10
34317 Habichtswald-Ehlen

Telefon: 05606 53060-400
Fax: 05606 53060-44
E-Mail: tiergesundheits@tapmed.de

Absender (Stempel):

Abteilung: _____


Ansprechpartner/in: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

- Ich möchte **OLYMPIC VAC-PAC®** bestellen, bitte rufen Sie mich an.
- Ich habe Interesse an einer Erprobung, bitte rufen Sie mich an.
- Ich möchte besucht werden, bitte vereinbaren Sie einen Termin mit mir.



Wir beraten Sie gerne!

 Tel. +49 (0) 5606 53060-400

 tiergesundheits@tapmed.de